



## GEBRUIKSPROTOCOL

**GEBRUIK TIJDENS HET BEREIDEN EN GEBRUIKEN VAN ANUBIFIX® ALTIJD HANDSCHOENEN, EN EEN VEILIGHEIDSBRIL. BIJ OOGCONTACT LANGDURIG UITSPOELEN MET OOGDOUCHE, BIJ ASPIRATIE VERDUNNEN MET WATER (ZIE OOK MSDS).**

Bereid 2500cc AnubiFiX® *flexible embalming concept* ca. 30 min voor aanvang van het balsemen.

AnubiFiX® dient gebruikt te worden binnen 2 uur na bereiding.

Zorg ervoor dat het lichaam op **kamer temperatuur** (16-18 graden) is en dat bij voorkeur al een deel van de **rigor mortis** is verdwenen.

### BENODIGDHEDEN:

- SUBSTANCE A,B & C , MAATCILINDER CA . 3 LITER INHOUD, MAGNETISCHE ROERDER (ROERVLO GROOT).

1. Giet 1000cc Substance A, 1500cc Substance B en 60 cc Substance C in een maatcilinder, 2 minuten goed roeren met roervlo.
2. Start perfuseren met AnubiFiX® oplossing via de a. femoralis of a. carotis communis, gebruik hierbij een lage druk (ca. 0.1 bar)\*. of zwaartekracht.
  - **Let op: maximaal 250cc AnubiFiX® mengsel in het te perfunderen been laten stromen, de overige 2250cc in craniale richting.**
3. Tijdens het perfuseren dient reeds gestart te worden met het masseren van het lichaam; met name de huid van het abdomen en de extremiteiten.
4. AnubiFiX® 30-45 minuten laten inwerken. Daarna; start met het flecteren van de gewrichten; met name die van de armen, handen, benen, tenen en de nek. Masseer ook het abdomen (buikwand) voor een optimaal resultaat.
5. Start hierna uw normale balseming met formaline of fenol\*.

\* **Het is aan te raden niet meer dan 7-8 L fixatief te gebruiken voor een gemiddeld lichaam van tussen de 70-80kg (1L/10kg).**



KAN IRRITEREND  
ZIJN VOOR DE  
HUID



DRAAG EEN  
VEILIGHEIDSBRIL



DRAAG KUNSTSTOF  
HANDSCHOENEN